

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503768**Référence****89689290****Nom****Tampon pH 3,5****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
17/11/2025	12 Mois	17/11/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:


Dissoudre 25 g d'acétate d'ammonium R dans 25 mL d'eau déminéralisée.

Ajouter 38 mL d'acide chlorhydrique dilué R1 à 25%. Ajuster le pH à 3,5 avec de l'acide chlorhydrique dilué R 73 g/L (20 g d'acide chlorhydrique concentré R qsp 100 mL avec de l'eau déminéralisée) ou de l'ammoniaque dilué (NH₄OH) R1 (R1= de 100 à 104 g/L de NH₃) (41 g d'Ammoniaque concentré R qsp 100 mL avec de l'eau déminéralisée) et compléter à 100 mL avec de l'eau déminéralisée.

Matières Premières utilisées:

Ammonium acétate Ref Prolabo 21200

Acide chlorhydrique 37 % Ref Prolabo 20252

Date**25/11/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité